



Plate Record: \_\_\_\_\_ PLATE RECORD      Instrument: \_\_\_\_\_ INSTRUMENT      Initials: \_\_\_\_\_ INITIALS      Run Date: \_\_\_\_\_ DATE      Reinjection: \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	Ladder □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	Ladder □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	Ladder □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	Ladder □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	Ladder □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	Ladder □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10
<b>B</b>	Positive Control... □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10
<b>C</b>	Negative Control... □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10
<b>D</b>	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10
<b>E</b>	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10
<b>F</b>	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10
<b>G</b>	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10
<b>H</b>	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10	0 □ □ □ 2 5 10

Complaint # \_\_\_\_\_

page # \_\_\_\_\_

Formamide Lot # \_\_\_\_\_  
 LIZ Lot # \_\_\_\_\_  
 Allelic Ladder Lot # \_\_\_\_\_  
 POP 4 Lot # \_\_\_\_\_  
 3130 Buffer Lot # \_\_\_\_\_

Expires: \_\_\_\_\_  
 Expires: \_\_\_\_\_  
 Expires: \_\_\_\_\_  
 Expires: \_\_\_\_\_ (on instrument)  
 Expires: \_\_\_\_\_ (on instrument)

Master Mix  
 #VALUE!  
 #VALUE!

Add 9ul of formamide/LIZ master mix and then 1ul of sample or allelic ladder to each well.